Inspektionsplan



Lasse Mini, 1, 2 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Betrei	ber								
Produ	kt		Seriennummer			Voi	rgesehene \		intervalle
							12	Monate	
Pos.	Paugruppo			Finstell	unaan	Posch	ädiaunaan	Schrauk	<u> </u>
F 03.	Baugruppe			Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		verbindungen	
				ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mänge		ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell							
		Transportrollen und Feststellbrems	e						
		Schrägverstellung durch Gasfeder							
		Höhenverstellung durch E-Antrieb	/ Gasfeder						
		Steckverbindungen							
		Gehäuse von E-Komponenten							
		Befestigungselemente							
		Kabelleitungen / Bowdenzüge							
		Akku (optional)							
		Winkelanzeiger							
		Handschalter							
2	Fußbereich	Fußplatten							
		Fußschalen							
		Fußriemen							
		Spitzfußkorrekturen							
3	Kniebereich	Kniepelotten							
		Halterungen bzw. Kniebögen der Kniepelotten							
		Polster und Bezüge der Kniepelotten							
		geteilte Beinauflagen							
		Halterungen der Beinauflagen							
		Polster und Bezüge der Beinauflage	en						
		Winkelverstellung, Beinführung							
4	Beckenbereich	Beckenpelotte, geteilt							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							

Inspektionsplan



Lasse Mini, 1, 2 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Pos.	Baugruppe			Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraub- verbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	
		Beckenplatte, durchgehend							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							
		Seitenführungspelotten							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		Abduktionsverstellung							
		- Halterungen / Zahnsegmente							
		Pelvi.Loc-Beckengurt							
		- Befestigung und Verschluss							
5	Rückenbereich	Rückenauflagen							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							
		Seitenführungspelotten							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							
		Armauflagen							
		- Halterungen							
		- Polster und Bezüge							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							
		Handgriff / Schiebebogen							
		- Halterungen							
		- Lenkerüberzug (optional)							
		- Befestigungs-/Klemmelemente							
		- Auslösehebel							
		Leibchen							
		- Reißverschluss							
		- Befestigung und Gurte							
6	Tischbereich	Halterungen							
		Holzteile							
		Befestigungs-/Klemmelemente							

Inspektionsplan



Lasse Mini, 1, 2 mit Höhen- und Neigungsverstellung

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraub- verbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
7	Kopfstützen	Halterungen						
		Polster und Bezüge						
		Befestigungs-/Klemmelemente						
		Rücksetzadapter						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:					
Inspektion durchgeführt am	Inspektion durchgeführt durch	Unterschrift			