

Betreiber

Produkt

Seriennummer

Vorgesehene Wartungsintervalle

--

--

12 Monate

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
1	Rahmen	Grundgestell						
		Transportrollen und Feststellbremse						
		Schrägverstellung durch Gasfedern (nur für Gr. 3G)						
		Schrägverstellung durch E-Antrieb (nur für Gr. 3 und 4)						
		Schrägverstellung durch E-Antrieb und Gasfeder (nur für Gr. 5)						
		Steckverbindungen (nur für Gr. 3,4,5)						
		Gehäuse von E-Komponenten (nur für Gr. 3,4,5)						
		Befestigungselemente						
		Kabelleitungen / Bowdenzügen						
		Akku (optional nur für Gr. 3,4,5)						
		Winkelanzeiger						
2	Fußbereich	Handschalter (nur für Gr. 3,4,5)						
		Fußplatten						
		Fußschalen						
		Fußriemen						
		Spitzfußkorrekturen						
3	Kniebereich	Fußhalterung winkelverstellbar						
		Kniepelotten						
		Halterungen bzw. Kniebögen der Kniepelotten						
		Polster und Bezüge der Kniepelotten						
		geteilten Beinauflagen						
		Halterungen der Beinauflagen						
		Polster und Bezüge der Beinauflagen						
Winkelverstellung, Beinführung								

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
4	Beckenbereich	Beckenpelotte, geteilt						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Beckenplatte, durchgehend (nur für Gr. 5)						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Beckenpelotten (Seitenführungspelotten)						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Abduktionsverstellung						
		- Halterungen						
Pelvi.Loc-Beckengurt								
- Befestigung und Verschluss								
5	Rückenbereich	Rückenauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Seitenführungspelotten						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Armauflagen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		Schiebebogen						
		- Zahnsegmente						
- Griffgummi								
- Befestigungs-/Klemmelemente								
5	Rückenbereich	Leibchen						
		- Reißverschluss						
		- Befestigung und Gurten						

Inspektionsplan

Lasse 3, 4 und 5 elektrisch

Pos.	Baugruppe		Einstellungen & Funktionen		Beschädigungen & Verformungen		Schraubverbindungen	
			ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel	ohne Mängel	mit Mängel
6	Tischbereich	Tisch mit oder ohne Mulde						
		- Halterungen						
		- Holzteile						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
7	Kopfbereich	Kopfstützen						
		- Halterungen						
		- Polster und Bezüge						
		- Befestigungs-/Klemmelemente						
		- Rücksetzadapter						

Notizen für etwaige Reparaturen und weitere Instandsetzungen:

Inspektion durchgeführt am

Inspektion durchgeführt durch

Unterschrift